

分析には乾物で50g必要です。
 下記重量を目安に、制限重量を超えない範囲でお送りください。

水分 %	風乾後	50 gとして	DM %	必要量
85	オーチャードグラス(生草) ペレニアルライグラス(生草)		15	330
80	チモシー(生草) スーダングラス(生草) ソルゴー生草		20	250
75	コーンサイレージ チモシーサイレージ(細断・高水分) イタリアンサイレージ(高水分)		25	200
70	デントコーン(生草) 大麦サイレージ(高水分) ビール粕(生)		30	170
65	ビール粕(半乾き)		35	140
60	wcs とうもろこしの芯 サイレージ		40	130
50	TMR		50	100
45	イタリアン ロールサイレージ		55	90
25	乾草 ロールサイレージ 乾		75	70
15	乾草		85	60

※これまでのデータを基にした参考値です。